












# Тугі бинти короткої розтяжності Rütter® binde / Пюттер бінде



*/логотип компанії HARTMANN/*

1



## Інструкція з використання

### Загальний опис виробу

Пюттер бінде (Pütter® binde)\* — це особливо тугий бинт короткої розтяжності, забарвлений у коричневий колір, з текстильною еластичністю та розтяжністю приблизно 85% для дуже високої компресії.

### Призначення

Пюттер бінде (Pütter® binde) можна використовувати для тривалої компресійної терапії:

- хронічної венозної недостатності (ХВН) з варикозними виразками ніг та без них (ВВН);
- тромбозів/тромбофлебітів;
- хронічних набряків іншого походження (кісточно-плечовий індекс — КПІ 0,8–1,3);
- лімфедми.

Він може використовуватися медичними працівниками у пацієнтів в клінічних та домашніх умовах у поєднанні з м'якими підкладками та матеріалами для внутрішнього шару. Пюттер бінде (Pütter® binde) призначений для багаторазового використання.

### Властивості

Розтяжність: приблизно 85%

Прання: прати бинт у звичайному режимі прання при температурі 95°C.

### Показання

Виріб можна використовувати для лікування варикозу, тромбозів/тромбофлебітів, хронічної венозної недостатності (ХВН), первинної та вторинної профілактики варикозної виразки/венозної недостатності та набряків іншого походження (кісточно-плечовий індекс — КПІ 0,8–1,3).

### Для кого призначений виріб

Бинт Пюттер бінде (Pütter® binde) призначений для використання медичними працівниками, які пройшли відповідну підготовку. Його можна використовувати для лікування: варикозу, тромбозів/тромбофлебітів, посттромботичного синдрому, профілактики тромбозів, хронічної венозної недостатності (ХВН), венозної недостатності, ангіодисплазії та інших набряків.

### Склад

100% бавовна

### Протипоказання

Бинт Пюттер бінде (Pütter® binde) не можна використовувати у разі:

- прогресуючого оклюзійного захворювання периферичних артерій (ОЗПА);
- декомпенсованої серцевої недостатності (NYHA II +IV);
- синьої больової флегмазії;
- кісточно-плечового індексу (КПІ) > 1,3 та ≤ 0,5;
- септичного флебіту.

### Запобіжні заходи

Спеціальні запобіжні заходи необхідні у разі:

- виражених сенсорних розладів кінцівок (наприклад, у разі прогресуючої діабетичної периферичної полінейропатії);
- вираженого мокнучого дерматозу;
- несумісності із компресійним матеріалом бинта;
- первинного хронічного поліартрити.

Техніку накладання бинтів слід адаптувати до анатомічних та патофізіологічних особливостей пацієнта (наприклад, щодо розтяжності, м'якої підкладки тощо). Якщо пульс стопи не прощупується, перед початком лікування медичним виробом слід провести ультразвукову доплерографію, щоб визначити КПІ. Якщо нееластична система створюється внаслідок наближення до накладання з повною розтяжністю, лікар повинен ретельно контролювати високий тиск щиколотки.

### Накладання (див. ілюстрації)

Модифікована техніка накладання бинта за Пюттером, якщо інше не призначено лікарем. (1)

### Інші вказівки

Бинт Пюттер бінде (Pütter® binde) призначений для використання медичними працівниками, які пройшли відповідну підготовку. Перш ніж застосовувати бинт Пюттер бінде (Pütter® binde), очистіть рану і покрийте її відповідною пов'язкою. За потреби може бути використана додаткова м'яка підкладка для бинта для надання додаткової м'якої фіксації кістковим виступам і поглибленням тканин (наприклад, велика гомілкорова кістка, «лаштунки Бісгарда»). Якщо потрібна додаткова фіксація, використовуйте пластр, а не затискачі для бинтів. Після накладення компресійного бинта необхідно перевірити стан пацієнта (наприклад, циркуляцію в пальцях ніг пацієнта, біль, про яку повідомляє пацієнт), щоб бути впевненим, що бинт тисне не надто сильно. Якщо у пацієнта під час лікування бинтом Пюттер бінде (Pütter® binde) виникає сильний біль, оніміння, поколювання або помітна зміна кольору пальців ніг, слід негайно звернутися до медичного працівника та зняти бинт. Під час лікування бинтом Пюттер бінде (Pütter® binde) пацієнт повинен рухатися.

### Повідомлення про побічні реакції

Для пацієнта/користувача/третьої сторони в Європейському Союзі та в країнах з ідентичною системою нормативного регулювання (Регламент ЄС про медичні вироби №2017/745); якщо під час використання цього виробу або в результаті його використання виявлено серйозну побічну реакцію, повідомте про це виробника та/або його уповноваженого представника, а також державний регулюючий орган у вашій країні.

### Утилізація продукту

З метою мінімізації ризику потенційної загрози зараження або забруднення навколишнього середовища, утилізація одноразових компонентів медичного виробу повинна відбуватися згідно із процедурою утилізації, установленною чинним та місцевим законодавством, правилами, нормами та стандартами запобігання зараженню. Утилізуйте медичний виріб разом зі звичайними лікарняними відходами.

AU (Австралія)- ПАУЛЬ ХАРТМАНН ПТІ ЛТД. ■ Макквері Парк, Новий Південний Уельс, 2113  
 GB (Велика Британія) - ХАРТМАНН ЛТД ■ Хейвуд/Великий Манчестер OL10 2ТТ  
 ZA (Південна Африка) – ХАРТМАНН Південна Африка ■ Норсрайдінг, 2169

**УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:**

	Медичний виріб
	Виробник
	Дата виробництва
	Використати до
	Код партії
	Номер за каталогом
	Зверніться до Інструкції з використання
	Обережно!
	Берегти від вологи
	Унікальний ідентифікаційний код медичного виробу
	Не розрізати
	Пакування підлягає повторній переробці, 21 ПАП (PAP)
	Пакування підлягає вторинній переробці за умови правильного збору та сортування відходів
	Зелена точка, пакувальний матеріал підлягає вторинній переробці
	Викинути в контейнер для сміття
	Максимальна температура прання 95°C, звичайний режим
	Не відбілювати
	Не застосовувати барабанне сушіння
	Сухе чищення заборонено
	Сушіння на плоскій поверхні після прання з віджимом
	Знак відповідності Європейській директиві

Дата останнього перегляду інструкції з використання – 01.2021.



**PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522  
HEIDENHEIM, GERMANY**

ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, Пауль-Хартманн-Штрассе 12, 89522,  
ХАЙДЕНХАЙМ, НІМЕЧЧИНА



Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»,  
04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна  
Тел.: 0 800 21-52-32  
Електронна пошта: uaгер@cratia.ua