



HydroTas®

Пов'язка губчата з гелевим покриттям HydroTas®

Інструкція із застосування

Характеристика виробу

HydroTas - губчата пов'язка з повітропроникним, що перешкоджає проникненню рідини і мікроорганізмів верхнім шаром з поліуретану. З боку рани пов'язка покрита гідрогелем. Гель складається з водомісткого гібридного полімеру на основі суміші поліуретану і полісечовини, що містить пропіленгліколь.

HydroTas comfort/HydroTas sacral додатково має рант, що самоклеїться, покритий поліакрілатним клеєм.

Властивості та спосіб дії

Пов'язка HydroTas * може як поглинати ексудат з рани, так і виділяти вологу при сухих ранах. Це забезпечує створення вологого середовища в рані, що стимулює процес її загоєння. Гель, що знаходиться на пов'язці з боку рани, перешкоджає її прилипанню до рани. Пов'язка безболісно і без залишків видаляється з рани.

Клеючий рант, що є в розпорядженні пов'язки HydroTas comfort/HydroTas sacral, дозволяє уникнути необхідності використовувати додаткові матеріали для її фіксації.

Показання

Пов'язки HydroTas підходять для лікування ран в стадіях грануляції і епітелізації з незначною або помірною ексудацією.

Вказівки із застосування

Оберіть пов'язку HydroTas, HydroTas comfort, HydroTas sacral, HydroTas concave відповідно розміру рани таким чином, щоб вона виступала за краї рани приблизно на 1 - 2 см. У разі необхідності пов'язку HydroTas/HydroTas concave можна обрізати стерильними ножицями.

HydroTas/HydroTas concave: зніміть білу захисну плівку згідно нумерації (1 і 2) і накладіть пов'язку на рану стороною, вкритою гелем. Гель має помірно прилипаючі властивості, що полегшує накладення пов'язки і фіксацію її на рані. Незалежно від цього, пов'язку HydroTas/HydroTas concave потрібно додатково зафіксувати відповідними засобами (наприклад, пластиром з нетканого матеріалу Omnifix elastic або фіксуючим інтом Peha-haft).

HydroTas comfort: зніміть білу захисну плівку згідно нумерації (1 і 2), накладіть пов'язку на рану стороною, вкритою гелем, і добре притисніть рант, що клеїться. Потім зніміть верхній шар згідно нумерації (3 і 4).

HydroTas sacral: зніміть білу захисну плівку під номером 1, накладіть пов'язку на рану стороною, вкритою гелем, і добре притисніть рант, що клеїться. Після цього зніміть бічні захисні плівки під номером 2 і добре притисніть рант, що клеїться. Потім зніміть верхню плівку згідно з нумерацією (3 і 4).

Завжди слід переконатися в тому, що пов'язка прилягає безпосередньо до основи рани. Для лікування глибоких і розсічених ран слід використовувати інші відповідні продукти (наприклад, Hydrosorb Gel або Sorbalgon).

Зміна пов'язки необхідна, якщо присутні клінічні показання або коли секрет рани виступив за її краї.

Протипоказання

HydroTas не можна застосовувати при гіперчутливості до одного з компонентів.

Спеціальні запобіжні заходи

Кожен раз при лікуванні ран, що погано загоюються, необхідно провести медичне обстеження з метою оцінки стану рани і виявлення чинників, що перешкоджають її загоєнню. Лікування за допомогою пов'язок HydroTas не може замінити необхідну терапію антибіотиками і лікування основного захворювання.

При клінічно інфікованих ранах і відкритих ушкодженнях кісток і сухожилів пов'язки HydroTas можна застосовувати тільки під наглядом лікаря.

При опіках другого (2b) і третього ступеня HydroTas можна застосовувати під наглядом лікаря після проведення некрозектомії або хірургічної обробки.

HydroTas не можна застосовувати одночасно з окислювачами, такими як розчин гіпохлориту або розчин перекису водню, так як може бути пошкоджений прилеглий до рани шар пов'язки.

Особливі вказівки

- Зберігати в сухому місці.
- Стерильне до моменту розкриття індивідуальної упаковки.
- Не стерилізувати повторно.
- Березти від дітей.

*Найменування HydroTas використовують в тексті для усіх видів даної марки, а якщо є винятки, то це спеціально відзначають.

Значення символів:



Символ «Повторно використовувати ЗАБОРОНЕНО» (DO NOT REUSE)



PAUL HARTMANN AG, Paul-Hartmann-Strasse 12,
89522 Heidenheim an der Brenz, **Germany**
ПАУЛЬ ХАРТМАНН АГ, Пауль-Хартманн-
Штрассе 12, 89522 Хайденхайм ан дер Бренц,
Німеччина



UA.TR.116

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Кратія Медтехніка»,
вул. Багговутівська, будівля 17-21, 6-й поверх, м.
Київ, 04107, Україна.
Тел.: 0 800 21-52-32
E-mail: uarep@cratia.ua
Дату останнього перегляду інструкції із застосування
19.05.2017